

# DÉCOUVREZ T:SLIM X2™



Dino Santé

## Qu'est-ce que le système t:slim X2™ ?

Le système t:slim X2 est une pompe à insuline externe et programmable avec tubulure destinée aux personnes atteintes d'un diabète insulino-dépendant.

Elle comporte deux parties principales : le cathéter relié au réservoir par une tubulure et la pompe t:slim X2 qui permet de programmer l'administration d'insuline, rechargeable avec une batterie externe.

- La pompe à insuline t:slim X2 est fournie avec un protecteur d'écran intégré.
- Le kit accessoires incluant le guide utilisateur, une coque, un outil de retrait du réservoir et le kit de chargement de la pompe.
- La batterie externe a une autonomie de 7 jours pour une utilisation normale (5 jours lorsqu'elle est couplée à un MCG (=Mesure Continue du Glucose)).
- Un bouton verrouillage est disponible pour les personnes ne pouvant pas gérer leur traitement seul afin d'empêcher toute pression accidentelle d'un bouton pouvant entraîner une administration d'insuline ou des modifications des réglages de la pompe.





## Les caractéristiques du cathéter

- Cathéter à canule souple avec un angle d'insertion de 90°.
- Cathéter avec inserteur intégré.
- Déconnexion sur site possible.
- Large zone d'attache pour le connecteur, simplifiant la déconnexion.
- Point d'insertion visible grâce à une fenêtre transparente.

## Les caractéristiques de la pompe

- Dimensions : 79,5 x 50,8 x 15,2 (L x l x h) en mm.
- Poids : 112 g
- Volume du réservoir : 3 mL ou 300 unités.
- Températures fonctionnement / Stockage : +5 à +37°C / -20 à 60°C
- Niveau d'humidité : Entre 20% et 90%.
- Stockage : Brancher la pompe à une source de courant et appuyer sur le bouton pendant 30 secondes pour éteindre la pompe afin de la stocker ou l'envoyer par la poste. Mettre la pompe en mode stockage
- Protection contre l'humidité : IPX7 Étanche jusqu'à une profondeur de 91 centimètres pendant 30 minutes au maximum.
- La pompe à insuline t:slim X2 est conçue pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits définis et variables, pour la gestion du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline.
- La pompe t:slim X2T M est indiquée pour l'administration continue d'insuline à des débits fixes et variables dans le cadre du traitement du diabète chez les personnes insulino dépendantes à partir de 6 ans.

